

Crestal Approach Sinus Lift Systems

Art.-No.: CCLBA, BCL00

Crestal-Lift-Control ist ein System für die einfache und sichere Durchführung eines internen Sinuslifts. Die Anhebung der Schneiderschen Membran erfolgt bereits während des transcrestalen Bohrvorgangs. Die besonders atraumatische Konstruktion des Crestal-Bohrers mit seinen vier Schneiden und dem nach innen gewölbten Kopf ermöglicht die sichere Ausformung eines konischen Knochendeckels und lässt sich darüber hinaus ideal zum Ansetzen von Knochenpänen einsetzen. Zusätzlich verhindert das auf die Spezialinstrumente abgestimmte Stopphülsensystem ein Verletzen oder ein Durchbohren der Schneiderschen Membran.

Anwendungshinweise

Die Bone Management® Systeme Crestal-Lift-Control und Crestal-Lift-Control Basic sind indiziert für die Durchführung eines internen Sinuslifts bei einem vertikalen Mindestknochenangebot von ca. 5 mm. Die Anhebung der Schneiderschen Membran erfolgt während des transcrestalen Bohrvorgangs.

Anwendung

Die für die Anwendung empfohlenen Drehzahlen sowie die maximal erlaubten Drehzahlen sind in der Artikelübersicht unter „Inhalt“ zusammengefasst. Für eine sachgemäße, sichere Anwendung sind diese unbedingt zu beachten.

Bestimmung der Bohrtiefe / Auswahl der Stopphülse

Zur Festlegung der benötigten Bohrtiefe und Auswahl der geeigneten Stopphülse erfolgt vor Operationsbeginn die Analyse der Restknochenhöhe mit Hilfe einer Röntgenaufnahme. Die Bohrhülse sollte so gewählt werden, dass etwa 2 mm Restknochen zur Kieferhöhle verbleiben. Bei einer Restknochenhöhe von z.B. 6 mm wird entsprechend die Stopphülse CL016 gewählt, um eine Bohrtiefe von max. 4 mm zu erreichen.



Pilotbohrung

Die ausgewählte Stopphülse wird auf den Pilotbohrer aufgesetzt und die erste Bohrung wird durchgeführt. Als Kühlflüssigkeit sollte vorgezugsweise physiologische, sterile Kochsalzlösung gewählt werden. Der Pilotbohrer ist intermittierend, d.h. mit Auf- und Abbewegungen, zu verwenden.




Erweiterungsbohrung und Zugang zur Kieferhöhle

Im Anschluss wird die Bohrung mit Hilfe der Crestal-Bohrer erweitert. Dazu werden die Bohrer in aufsteigendem Durchmesser eingesetzt, bis der für die Implantatinsertion benötigte Durchmesser erreicht ist. Bis zur vorletzten Erweiterungsbohrung wird die bisher verwendete Stopphülse (im Beispiel CL016) genutzt. Für die finale Erweiterungsbohrung wird schließlich eine 2 mm kürzere Stopphülse (im Beispiel CL014) verwendet, die den Zugang zur Kieferhöhle eröffnet. Durch die atraumatische Konstruktion der Crestal-Bohrer mit den 4 Schneiden und dem nach innen gewölbten Kopf lässt sich ein konischer Knochendeckel ausformen. Dieser bewirkt eine automatische Anhebung der Membran um ca. 2 mm. Eine entsprechende Kühlung muss während des gesamten Bohrvorgangs gewährleistet sein. Die Verwendung der Crestal-Bohrer erfolgt intermittierend. Um mit dem Crestal-Bohrer Knochenpäne anzusammeln, sollte eine Drehzahl von maximal 50 min⁻¹ gewählt werden.



Einsatz der Tiefenmesssonde

Die Mobilität des Knochendeckels kann mit der Tieftieß-Sonde überprüft werden. In Verbindung mit der nächst kleineren Stopphülse (im Beispiel: CL013) kann die Membran bei Bedarf um maximal einen weiteren Millimeter angehoben werden.



Auffüllen des Raums mit Knochenersatzmaterial

Anschließend wird der neu geschaffene Raum durch die Bohrung mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt.



Verteilen des Knochenersatzmaterials

Mithilfe des Knochenmaterial-Verteilers kann das eingebrachte Augmentat gleichmäßig in der Sinushöhle verteilt werden. Die Anwendung kann mit Hilfe der für die finale Erweiterungsbohrung genutzten Stopphülse erfolgen.

⚠ Die Arbeitsteilänge der Knochenmaterial-Verteiler ist um 2,5 mm länger als die Arbeitsteilänge der Crestal-Bohrer.

Implantatinsertion

If a one-stage procedure is indicated, the insertion of the selected implant can be carried out according to the manufacturer's instructions for use. The vertical minimum bone supply of approx. 5 mm allows for sufficient anchoring in the maxilla and thus also primary stability of the implant.

Crestal Approach Sinus Lift Systems

Art.-No.: CCLBA, BCL00

Crestal-Lift-Control is a system for the performance of an easy and safe internal sinus lift. The elevation of the Schneiderian membrane occurs during the transcrestal drilling process. The specially atraumatic design of the Crestal Drill with its four cutting edges and concave head allows for a safe forming of a conical bone flap and is more ideally suited for collecting bone chips. Additionally, the stop sleeve system, which is tailored to the special instruments, prevents the membrane from being injured or punctured.

Indications for Use

The Bone Management® systems Crestal-Lift-Control and Crestal-Lift-Control Basic are indicated for the performance of an internal sinus lift in case of a minimum vertical bone available about 5 mm. The elevation of the Schneiderian membrane occurs during the transcrestal drilling process.

Utilization

The recommended speeds for the application and the maximum speeds are summarized in the instrument overview under „Content“. For proper, safe use, these must be observed.


Determination of the drilling depth / Selection of the stop sleeve

To determine the required drilling depth and selection of the appropriate stop sleeve, the analysis of the residual bone height is performed before the beginning of the surgery using an X-ray. The stop sleeve should be chosen so that about 2 mm residual bone remains to the maxillary sinus. At a residual bone height of e.g. 6 mm, the stop sleeve CL016 is selected to achieve a drilling depth of max. 4 mm.



Pilot drilling

The stop sleeve is placed onto the pilot bur and the initial drilling is performed. As cooling liquid, physiological, sterile saline solution should preferably be selected. We recommend to use the pilot bur intermittently, i.e. with up and down movements.




Extension drilling and access to the maxillary sinus

Afterwards the hole is extended with the aid of the crestal drills. For this purpose, the drills are used in ascending diameter until the required diameter for the implant insertion is reached. Until the penultimate extension drilling, the previously used stop sleeve (in the example CL016) is used. For the final extension drilling a 2 mm shorter stop sleeve (in the example CL014) is used for opening the access to the maxillary sinus. Due to the atraumatic construction of the crestal drills with the 4 cutting edges and the concave head, a conical bone flap can be shaped. This automatically causes the membrane to be raised by approx. 2 mm. Appropriate cooling has to be ensured during the entire drilling procedure. The crestal drills have to be used intermittently. In order to collect bone graft material, a speed of max. 50 rpm should be chosen.



Application of the depth gauge

The mobility of the bone flap can be checked with the depth gauge. Combined with the next smaller stop sleeve (in the example: CL013), the membrane can be lifted by another millimeter, if required.



Filling of the space with bone graft material

Afterwards, the new created space is filled up with bone graft material through the hole.



Spreading of the bone graft material

Using the bone graft condenser, the applied graft can be evenly spread within the sinus cavity. The application can be done by using the stop sleeve used for the final extension drilling.

⚠ The working part length of the bone graft condensers is 2.5 mm longer than the working part length of the crestal drills.

Implant insertion

If a one-stage procedure is indicated, the insertion of the selected implant can be carried out according to the manufacturer's instructions for use. The vertical minimum bone supply of approx. 5 mm allows for sufficient anchoring in the maxilla and thus also primary stability of the implant.

Crestal Approach Sinus Lift Systems

Art.-No.: CCLBA, BCL00

Crestal-Lift-Control es un sistema para realizar la elevación interna del seno de forma fácil y segura. La elevación de la membrana de Schneider tiene lugar ya durante el proceso de perforación transcrestal. El diseño atraumático especial del taladro crestal con sus cuatro cuchillas y su cabezal abovedado hacia adentro permite modelar con seguridad una tapa ósea cónica y además es ideal para recoger partículas de hueso. Asimismo, el sistema de casquillo de detención diseñado para los instrumentos especiales impide que se produzcan lesiones o perforaciones en la membrana de Schneider.

Indicaciones de uso


Los sistemas Crestal-Lift-Control y Crestal-Lift-Control Basic de Bone Management®, están indicados para realizar una elevación interna del seno en caso de disponer de un hueso vertical de aprox. 5 mm como mínimo. La elevación de la membrana de Schneider tiene lugar durante el proceso de perforación transcrestal.

Utilización

Las velocidades recomendadas para el uso y las velocidades máximas permitidas están indicadas en la información general del instrumento, en el apartado «Contenido». Para utilizar el instrumento de forma segura y correcta, deben tenerse en cuenta las velocidades.


Determinación de la profundidad de perforación / selección del casquillo de detención

Para determinar la profundidad de perforación necesaria y seleccionar el casquillo de detención adecuado, se realiza el análisis de la altura del hueso residual mediante una radiografía antes de comenzar la operación. El casquillo de detención debe elegirse de acuerdo con la altura ósea residual deseada. Debe elegirse un casquillo de detención que permita que queden aproximadamente 2 mm de hueso residual hasta el seno maxilar. Por ejemplo, si el hueso residual tiene una altura de 6 mm, se utiliza el casquillo de detención CL016 para alcanzar una profundidad de perforación máxima de 4 mm.




Perforación piloto

El casquillo de detención seleccionado se coloca sobre la fresa piloto y se realiza la perforación inicial. Como líquido refrigerante debe emplearse preferentemente una solución salina fisiológica estérile. La fresa piloto debe utilizarse de forma intermitente, es decir, con movimientos alternos hacia arriba y hacia abajo.



Ampliación de la perforación y acceso al seno maxilar

A continuación, se amplía la perforación mediante las fresas crestales. Para ello, se utilizan fresas de diámetros cada vez más grandes hasta que se obtiene el diámetro necesario para la inserción del implante. Hasta la penúltima perforación de ampliación se utiliza el casquillo de detención empleado hasta ahora (en el ejemplo: el CL016). Por último, para la perforación de ampliación final se utiliza un casquillo de detención 2 mm más corto (en el ejemplo: el CL014) para abrir el acceso al seno maxilar. Gracias al diseño atraumático de las fresas crestales, con sus 4 cuchillas y su cabezal cóncavo, se puede modelar una tapa ósea cónica que permite una elevación automática de la membrana de 2 mm aproximadamente. Debe garantizarse la refrigeración adecuada durante todo el proceso de perforación. Las fresas crestales deben utilizarse de forma intermitente. Para recoger material de injerto óseo con la fresa crestal, debe seleccionarse una velocidad máxima de 50 min⁻¹.




Forage d'élargissement et accès au sinus maxillaire

On procède ensuite à l'élargissement du trou à l'aide des forets crestaux. À ces fins, on utilise des forets par ordre croissant de diamètre, jusqu'à ce que l'on ait obtenu le diamètre nécessaire pour l'insertion de l'implant. Jusqu'à l'avant-dernier forage d'élargissement, on utilise la douille de butée précédemment utilisée (dans notre exemple : CL016). Pour le forage d'élargissement final, on utilise une douille de butée plus courte de 2 mm (dans notre exemple : CL014) afin d'ouvrir l'accès au sinus maxillaire. Grâce au dispositif atraumatisé des forets crestaux, avec leurs 4 bords tranchants et leur tête concave, permet de former un volet osseux conique. Celui-ci donne lieu à une élévation automatique de la membrane, sur 2 mm environ. Un refroidissement approprié doit être assuré pendant toute la procédure de forage. Les forets crestaux doivent être utilisés de façon intermitente. Afin de collecter du matériau de greffe osseuse, il convient de choisir une vitesse de max. 50 tr/min.



Forage pilote

On place la douille de butée sur la fraise pilote et l'on procède au forage initial. À titre de liquide de refroidissement, il convient de choisir une préférence une solution saline fisiológica estérile. Nous conseillons d'utiliser la fraise pilote de façon intermitente, c'est-à-dire en effectuant des mouvements en montant et en descendant.




Complement de l'espace avec le matériau de greffe osseuse

A continuación, la nueva cavidad obtenida se rellena con material de injerto óseo a través del hueco de la perforación.



Rellen de la cavidad con material de injerto óseo

On comble ensuite de matériau de greffe osseuse l'espace que l'on a créé par le forage.



Distribución del material de injerto óseo

Mediante el distribuidor de material óseo se puede distribuir el material de injerto uniformemente dentro de la cavidad sinusal. La aplicación se puede efectuar mediante el casquillo utilizado en la perforación de ampliación final.

⚠ la longitud de la pieza operativa de los distribuidores de material óseo es 2,5 mm más larga que la de la pieza operativa de las fresas crestales.

Inserción del implante

Si está indicado realizar un procedimiento de una sola fase, la inserción del implante seleccionado se puede llevar a cabo siguiendo las instrucciones de uso del fabricante. La longitud mínima del hueso vertical disponible de 5 mm permite la suficiente fijación en el hueso maxilar, lo que garantiza también la estabilidad primaria del implante.

Crestal Approach Sinus Lift Systems

Art.-No.: CCLBA, BCL00

Crestal Lift-Control est un système permettant de réaliser une élévation sinusale interne facilement et en toute sécurité. L'élevation de la membrane de Schneider s'effectue pendant le processus de forage transcrestal. Le conception spécifiquement atraumatische du foret crestal avec ses quatre bords tranchants et sa tête concave, permet de former un volet osseux conique en toute sécurité et elle est par ailleurs idéale pour collecter les copeaux d'os. De plus, le système de douille de butée, qui est adapté aux instruments spéciaux, empêche de blesser ou de percer la membrane.

Indications d'utilisation

Les systèmes Crestal-Lift-Control et Crestal-Lift-Control Basic, de la ligne de produits Bone Management®, sont indiqués pour réaliser une élévation sinusale interne lorsque l'os vertical minimum dont on dispose est de 5 mm environ. L'élevation de la membrane de Schneider s'effectue pendant le processus de forage transcrestal.

Utilisation

Entsorgung

Bei der Entsorgung der Instrumente (nach Ende der Lebenszeit bzw. nach Ablauf der angegebenen Haltbarkeit) ist darauf zu achten, dass das Produkt im Abfall für biologische Gefahrstoffe entsorgt wird. Alle Verpackungsbestandteile werden gemäß den nationalen Vorgaben (bspw. Duales Abfall-System) entsorgt.

Disposal

When disposing of the instruments (at the end of their service life or after the specified shelf life has ended), ensure that the product is disposed of in the waste for biological hazardous substances. All packaging components are disposed of in accordance with national regulations (e.g. Dual Waste System).

Kontraindikationen

Die Kontraindikationen für den internen Sinuslift sind deckungsgleich mit den Kontraindikationen für die Implantation. Daher sollten relevante Allgemeinerkrankungen, Erkrankungen, die die Wund- und Knochenheilung beeinträchtigen können, sowie eine vollständige Medikamentenanamnese durchgeführt werden. Zusätzlich sind folgende absolute Kontraindikationen zu beachten:

- Restknochenhöhe unter 5 mm
- Nicht empfohlen bei komplexer Morphologie des Sinusbodens (Septum)
- Nicht abgeschlossenes dentoalveolares Wachstum (Ausnahme: Fälle bei denen kein dentoalveolares Wachstum zu erwarten ist, z.B. ektodermale Dysplasie)
- Aktive Infektionen sowie lokale pathologische Prozesse

Bei Rauchern sollte darauf geachtet werden, dass eine Woche vor und mindestens 2 Wochen nach dem Eingriff auf das Rauchen verzichtet wird, um die primären Wundheilungsprozesse zu begünstigen.

HINWEIS: Eine einfache Mukozele im Präparationsbereich (Sinusboden) stellt keine Kontraindikation dar und kann i.d.R. durch Absaugen entfernt werden.

WICHTIG: Trotz der atraumatisch gestalteten Instrumente ist darauf zu achten, dass die Membran nicht perforiert wird.

! Im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Allgemeine Hinweise

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

**Eliminación del producto**

Cuando deseche los instrumentos al final de su vida útil, asegúrese de que el producto se deseche en los contenedores para materiales de riesgo biológico. Todos los componentes de los envases se desechan conforme a la normativa nacional (por ejemplo, el sistema dual de residuos). All packaging components are disposed of in accordance with national regulations (e.g. Dual Waste System).

Contraindicaciones

The contraindications for the internal sinus lift are congruent with the contraindications for implantation. Therefore, relevant general conditions, diseases that may affect wound and bone healing, as well as a complete drug history should be performed. In addition, the following absolute contraindications should be noted:

- Residual bone height under 5 mm
- Not recommended in the case of complex morphology of the sinus floor (septum)
- Dentoalveolar growth which has not come to an end (exception: cases in which no dentoalveolar growth can be expected, e.g. ectodermal dysplasia)
- Active infections as well as pathological processes

In case of smokers, care should be taken that there is no smoking one week before and at least 2 weeks after the procedure to support primary wound healing processes.

NOTE: A simple mucocele in the preparation area (sinus floor) does not represent any contraindication and can usually be removed by means of aspiration.

IMPORTANT: Despite atraumatically designed instruments, care must be taken not to perforate the membrane.

! Any serious-incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

General instructions

Please follow general application and safety instructions for MEISINGER products in the medical area and also the advice for processing (cleaning, disinfection and sterilisation) of medical devices from Hager & Meisinger GmbH.

Élimination

Lors de l'élimination des instruments à la fin de leur durée de vie, il convient de veiller à ce que le produit soit éliminé dans les déchets pour substances biologiques dangereuses. Tous les composants de l'emballage doivent être éliminés conformément aux directives nationales (par ex. système de déchets dual).

Contre-indications

Les contre-indications concernant l'élévation sinuse interne correspondent aux contre-indications relatives à l'implantation. Par conséquent, il convient de noter les conditions générales en présence et les maladies qui pourraient exercer une influence sur la cicatrisation osseuse et la cicatrisation des plaies, et de procéder à une anamnèse médicamenteuse complète. De plus, les contre-indications absolues suivantes doivent être notées :

- Hauteur osseuse résiduelle inférieure à 5 mm
- Non recommandée en cas de morphologie complexe du plancher sinus (septum)
- Croissance dento-alvéolaire non achevée (exception : cas dans lesquels une croissance dento-alvéolaire ne peut pas être escomptée, p. ex. dysplasie ectodermique)
- Infections actives, ainsi que processus pathologiques

Si les patients sont fumeurs, ils doivent veiller à ne pas fumer une semaine avant et 2 semaines au moins après l'intervention, afin de favoriser les processus de cicatrisation des plaies primaires.

NOTA : un mucocèle simple dans la zone de préparation (plancher sinus) ne constitue pas une contre-indication et peut en général être retiré par aspiration.

IMPORTANT : bien que les instruments soient de conception atraumatique, il faut veiller à ne pas percer la membrane.

! Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Instructions générales
Veuillez respecter les instructions générales d'utilisation et de sécurité relatives aux produits MEISINGER à usage médical, de même que les conseils de traitement nettoyage, désinfection et stérilisation des dispositifs médicaux de la Société Hager & Meisinger GmbH.

Smaltimento

Per lo smaltimento degli strumenti alla fine della vita utile, accertarsi che il prodotto venga smaltito tra i rifiuti biologici pericolosi. Smaltire tutti i componenti dell'imballaggio in conformità alle disposizioni nazionali (ad es. sistema doppia per la raccolta e il riciclo dei rifiuti da imballaggio).

Controindicazioni

Le controindicazioni del rialzo interno del seno mascellare sono le stesse di quelle per l'impianto. Pertanto occorre considerare le malattie sistemiche, le malattie che potrebbero compromettere la guarigione dell'osso e occorre eseguire un'anamnesi farmacologica completa. Inoltre, considerare le seguenti controindicazioni assolute:

- Altezza dell'osso residuo inferiore a 5 mm
- Sconsigliato in caso di morfologia complessa del pavimento del seno (setto)
- Crescita dento-alveolare non conclusa (eccezione: casi in cui non si prevé un crescimento dento-alveolare, per esempio, per displasia ectodermica)
- Infezioni attive, così come processi patologici


I fumatori devono rinunciare al fumo almeno una settimana prima e 2 settimane dopo l'intervento, per favorire i processi primari di guarigione della ferita.

AVVERTENZA: il mucocèle semplice nella zona della preparazione (pavimento del seno) non rappresenta una controindicazione e di norma può essere rimosso mediante aspirazione.

IMPORTANTE: nonostante lo strumento sia stato progettato in modo da garantire l'assenza di traumi, occorre comunque prestare attenzione

! Di segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Istruzioni generali
Si prega di seguire l'applicazione generale e le norme di sicurezza per i prodotti MEISINGER nell'area medica e anche le istruzioni per la preparazione (pulizia, disinfezione e sterilizzazione) di dispositivi medici da Hager & Meisinger GmbH.

Inhalt / Content / Contenido / Contenu / Contenuto**Crestal-Lift-Control Basic:**

¹ 206=RA XL

² Größter Arbeitserdurchmesser in 1/10 mm / Largest working part diameter in 1/10 mm

Minimaldurchmesser / Minimal diameter

Diametro della parte lavorante più grande in 1/10 mm / Plus grand diamètre de la partie travaillante, en 1/10 mm

Außendurchmesser / External diameter

Diametro minimo / Diamètre minimum

Diametro esterno / Diamètre extérieur

Diametro minimo

Diametro esterno

Diametro minimo


Diametro esterno

Diametro della parte lavorante più grande in 1/10 mm / Plus grande diamètre de la partie travaillante, en 1/10 mm

Diametro della parte lavorante più grande in 1/10 mm / Plus grande diamètre de la partie travaillante, en 1/10 mm


Diametro della parte lavorante più grande in 1/10 mm / Plus grande diamètre de la partie travaillante, en 1/10 mm

Diametro della parte lavorante più grande in 1/10 mm / Plus grande diamètre de la partie travaillante, en 1/10 mm

Zusätzlicher Inhalt / Additional Content / Contenido adicional / Contenu complémentaire / Contenuto aggiuntivo**Crestal-Lift-Control:**

¹ 206=RA XL

² Für Knochensammlung bis maximal 50 min! / For collecting bone graft material max. 50 rpm / Para recoger material óseo: máx. 50 min! / Pour collecter du matériel de greffe osseuse, max. 50 tr/min / Per la raccolta di osso fino a massimo 50 min!



¹ 206=RA XL

² Für Knochensammlung bis maximal 50 min! / For collecting bone graft material max. 50 rpm / Para recoger material óseo: máx. 50 min! / Pour collecter du matériel de greffe osseuse, max. 50 tr/min / Per la raccolta di osso fino a massimo 50 min!

Tiefeinschleife / Depth gauge

Sonde de mesure de profondeur / Sonde di misurazione della profondità

Sonde / Sonde / Sonde